

PHYSIOSET® TCR

Zahnformenkarte

Tooth mould guide

Carte de formes

Tabella di forme denti

Carta de formas dentales

Tandvormenkaart


Форм-карта зубов

HOHE VIELFALT AN TYPENGERECHTEN
ZAHNFORMEN UND EIN GANZ
BESONDERES OBERFLÄCHENRELIEF.

A WIDE RANGE OF TOOTH MOULDS
TO SUIT DIFFERENT PATIENTS AND
VERY SPECIAL SURFACE CONTOURS.



TOOTHSCOUT APP



WWW.TOOTHSCOUT.DE

Die App ist ein Hilfsmittel für Zahnärzte, Zahntechniker und Prothetiker, das die Auswahl von Zahnformen erleichtert. Typgerecht können so die passenden ästhetischen, natürlich wirkenden Zähne ausgewählt werden.

So einfach geht's.

Nasenflügelbreite mit Hilfe einer Schieblehre messen, in die ToothScout App eingeben und aus einer Vielfalt an Zahnformen auswählen. Wir geben Ihnen die richtigen Referenzen von Oberkieferformen zu Unterkieferformen und den passenden Seitenzähnen. Ob Zahn-zu-Zwei-Zahn oder Zahn-zu-Zahn Aufstellung, es ist alles dabei.

Die ausgewählten Zahnformen können unter dem angelegten Patientenprofil abgespeichert und die Bestellanfrage direkt aus der App per E-Mail an den ausgewählten Händler verschickt werden.

WWW.TOOTHSCOUT.COM

The App is an aid for dentists, dental technicians and prosthodontists, which facilitates the selection of tooth molds. This allows selection of suitable, esthetic teeth with a natural look for every patient.


And it is so simple.

Measure the width of the alar base using a Sliding Caliper, enter the data in the ToothScout App and choose from a variety of tooth molds. We give you the correct references of maxillary molds to mandibular molds and the matching posterior teeth. Whether tooth-to-two-tooth or tooth-to-tooth setup, everything is available.

The selected tooth molds can be saved under the created patient profile and the order enquiry can be sent directly from the app to the selected dealer by e-mail.

PHYSIOSET® TCR

OBERKIEFER/UPPER JAW
FRONTZÄHNE/ANTERIORS



PHYSIOSET® TCR

OBERE/
UPPERS

UNTERE/
LOWERS

BONARTIC® TCR

OBERE UND
UNTERE/UPPERS
AND LOWERS

CONDYLOFORM® II NFC+

OBERE UND UNTERE/
UPPERS AND LOWERS

PHYSIOSET® TCR OBERE/ UPPERS	UNTERE/ LOWERS	BONARTIC® TCR OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS	CONDYLOFORM® II NFC+ OBERE UND UNTERE/ UPPERS AND LOWERS
▲			
203	82	04 06	36 38
204	83 84	04 06	36 38
232	81	04	34
233	82 83	06 08	36 38
234	83	06 08	38
262	52	02 05	34

PHYSIOSET® TCR

OBERE/
UPPERS

UNTERE/
LOWERS


BONARTIC® TCR

OBERE UND
UNTERE/UPPERS
AND LOWERS

CONDYLOFORM® II NFC+

OBERE UND UNTERE/
UPPERS AND LOWERS

PHYSIOSET® TCR OBERE/ UPPERS	UNTERE/ LOWERS	BONARTIC® TCR OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS	CONDYLOFORM® II NFC+ OBERE UND UNTERE/ UPPERS AND LOWERS
▲			
263	53	04 05	34 36
264	53 54	04 06	34 36
302	80 81	02 05	34
303	81 82	06 08	36 38
304	82 83	06 08	36 38



PHYSIOSET® TCR

OBERE/
UPPERS

UNTERE/
LOWERS

BONARTIC®
TCR

OBERE UND
UNTERE/UPPERS
AND LOWERS

CONDYLOFORM®
II NFC+

OBERE UND UNTERE/
UPPERS AND LOWERS

332	80 82	02 05	34
333	53 82	04 06	34 36
342	52	02 05	34 36
343	53	04 05	34 36
353	53 83	04 06	36 38
452	53 82	04 06	36 38

PHYSIOSET® TCR

OBERE/
UPPERS

UNTERE/
LOWERS

BONARTIC®
TCR

OBERE UND
UNTERE/UPPERS
AND LOWERS

CONDYLOFORM®
II NFC+









OBERE UND UNTERE/
UPPERS AND LOWERS

213	54 84	06 08	38
224	83	06 08	38
423	81 82	02 05	34 36
424	82	04 06	36 38
425	81 83	06 08	36 38

BONARTIC® TCR

UNTERKIEFER/LOWER JAW FRONTZÄHNE/ANTERIORES

OBER- UND UNTERKIEFER/UPPER AND LOWER JAW SEITENZÄHNE/POSTERIORES




PHYSIOSET® TCR

Farbsystem/Shade system

9 Candulor Farben/Shades: J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, S1, S2

16 A–D Farben/Shades: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 Bleach Farben/Shades: BL2, BL4



Sicherheitshinweise/Safety instructions

- D Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise für CANDULOR Prothesenzähne auf unserer Website: www.candulor.com
- E Please read the safety instructions for CANDULOR denture teeth on our website: www.candulor.com

CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0)44 805 90 00
F +41 (0)44 805 90 90
candulor.com
candulor@candulor.ch



CE 0123