


# DENTSPLY International

106 centri distributivi e siti produttivi



DENTSPLY

Accessori per Cergo Compact e Cergo Press



**Cercon® Press Master Starter set** 5365909004

**Smart Card (back up)\***

Espande la capacità di memoria di 40 programmi.  
La confezione contiene: 1 card

**Muffole in gomma** 5365901001

Per la messa in rivestimento nella tecnica della ceramica pressofusa.  
La confezione contiene: 1 muffola da 100g

**Muffole in gomma** 5365901002

Per la messa in rivestimento nella tecnica della ceramica pressofusa.  
La confezione contiene: 1 muffola da 200g

**Accessori per cilindro di gomma** 5365901101

Base e anello per il sistema di cilindri da ceramica pressofusa.  
La confezione contiene: 1 base, 1 anello per muffola da 100g

**1 base, 1 anello per muffola da 200g** 5365901102

**Supporto di cottura (3)** 5365901201

Supporto di cottura per ceramica, a nido d'ape.  
La confezione contiene: 1 supporto

**Set di perni di supporto per cottura Cergo (2)** 5365901202

Assortimento di perni di supporto metallici per ceramica integrale.  
La confezione contiene: 7 perni

**Ovatta refrattaria di cottura Cergo (1)** 5365901203

Materiale di supporto per la cottura di intarsi e faccette.  
La confezione contiene: 1 ovatta

**Stantuffo** 5365902001

Stantuffo in ossido d'allumina per Cergo press.  
La confezione contiene: 1 stantuffo

**Pinzette per supporto di cottura** 5355550300

**Supporto stantuffi di pressione** 5355560100

\* Disponibile su richiesta



Cercon ceram  
Keep it simple and safe.



## CERCON CERAM KISS

Le ceramiche della linea Cercon® (Ceram Kiss e Ceram Press&Smile) garantiscono un risultato estetico molto apprezzato da dentisti e pazienti. Per ottenere facilmente e in tutta sicurezza il risultato desiderato è di particolare importanza l'armonia tra i singoli componenti. È il sistema che conta: con Cercon® Ceram Kiss, la nuova ceramica da stratificazione, ogni risultato estetico è raggiungibile. Specificatamente sviluppata per la ricopertura di strutture in ossido di zirconio, in virtù del crescente impiego di questo materiale nel settore dentale. Il principale vantaggio di Cercon® Ceram Kiss sta in una riduzione del numero delle masse da utilizzare per ottenere un risultato razionale, economico ed esteticamente perfetto. Cercon® Ceram Kiss è utilizzabile in combinazione con Cercon® Ceram Press&Smile.

### Cercon® Ceram Kiss

Ceramica specifica per corone e ponti in ossido di zirconio con un CET di 9,2 µm/m\*K (25-500°C) laddove il CET di Y-TPZ, è pari a 10,5 µm/m\*K (25-500°C)  
Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-6, test conforme norme DIN EN ISO 6872

CERAMICA



#### Cercon® Ceram Kiss Ass. Completo con opachi in pasta

5367190131

- 16x ml Opachi in pasta PO A1-D4
- 1x 3 ml Opaco in pasta Gum
- 1x 3 ml Opaco in pasta Bleach
- 1x 3 ml Opaco in pasta intensivo Orange
- 16x 20g Dentine DA1- D4
- 6x 20 g Smalti S 1-S 6
- 6x 20 g Power Chroma PC 1-PC 6
- 5x 20 g Effetti Opalescenti Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
- 8x 4 g Supercolori amber, strato, apricot, dunkelbraun, ivory, peach, taiga, weiß
- 1x 20 g Glasura
- 5x 1 Cercon® Ceram Express posterior A2-B3
- 2x 20 g Flu Inside 1 + 2
- 2x 20 g Smalti Opalescenti 1 + 2
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g White Surface
- 1x 20 g Massa di correzione Final Kiss
- 5x 20 g Masse spalla SM 1-5
- 5x 20 g Masse spalla finali FSM 1-5
- 1x 20 g Dentina Bleach
- 2x 20 g Dentine Gum 1 + 2
- 1x 20 g Trasparente TC
- 1x 10 ml Liquido isolante Ducera-SEP
- 1x 15 ml Liquido di modellazion Quick
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD-Form
- 2x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 6x Scale colori
- 1x Pennello
- 1x Porzionatore Kiss

20g

Pasten Liner A1 3ml	5367103000
Pasten Liner A2 3ml	5367103010
Pasten Liner A3 3ml	5367103020
Pasten Liner A3,5 3ml	5367103030
Pasten Liner A4 3ml	5367103040
Pasten Liner B1 3ml	5367103050
Pasten Liner B2 3ml	5367103060
Pasten Liner B3 3ml	5367103070
Pasten Liner B4 3ml	5367103080
Pasten Liner C1 3ml	5367103090
Pasten Liner C2 3ml	5367103100
Pasten Liner C3 3ml	5367103110
Pasten Liner C4 3ml	5367103120
Pasten Liner D2 3ml	5367103130
Pasten Liner D3 3ml	5367103140

	20g
Pasten Liner D4 3ml	5367103150
Pasten Liner GUM 3ml	5367103200
Pasten Liner INT.OR. 3ml	5367103560
Pasten Liner BLEACH 3ml	5367101200
Dentina BLEACH, 20g	5367111203
Dentina A1 20g	5367111503
Dentina A2 20g	5367111513
Dentina A3 20g	5367111523
Dentina A3,5 20g	5367111533
Dentina A4 20g	5367111543
Dentina B1 20g	5367111553
Dentina B2 20g	5367111563
Dentina B3 20g	5367111573
Dentina B4 20g	5367111583
Dentina C1 20g	5367111593
Dentina C2 20g	5367111603
Dentina C3 20g	5367111613
Dentina C4 20g	5367111623
Dentina D2 20g	5367111633
Dentina D3 20g	5367111643
Dentina D4 20g	5367111653
FLU Inside FLU 1 20g	5367117003
FLU Inside FLU 2 20g	5367117053
Dentina GUM 1 20g	5367119003
Dentina GUM 2 20g	5367119013
Smalto S1 20g	5367121503
Smalto S2 20g	5367121513
Smalto S3 20g	5367121523
Smalto S4 20g	5367121533
Smalto S5 20g	5367121543
Smalto S6 20g	5367121553
Transpa Clear TC 20g	5367123003
White Surface WS 20g	5367123013
Stand By 20g	5367123023
Opalescente Sunrise 20g	5367127003
Opalescente Sunset 20g	5367127023
Opalescente Sky 20g	5367127033
Opalescente Ocean 20g	5367127043
Opalescente Fog 20g	5367127053

	20g
Smalto opalescente OS 1 20g	5367127503
Smalto opalescent OS 2 20g	5367127513
Massa di correzione 20g	5367137003
Massa Marginale SM1 20g	5367141003
Massa Marginale SM2 20g	5367141013
Massa Marginale SM3 20g	5367141023
Massa Marginale SM4 20g	5367141033
Massa Marginale SM5 20g	5367141043
Massa Marginale FSM1 20g	5367141053
Massa Marginale FSM2 20g	5367141063
Massa Marginale FSM3 20g	5367141073
Massa Marginale FSM4 20g	5367141083
Massa Marginale FSM5 20g	5367141093
Power Chroma PC1 20g	5367155003
Power Chroma PC2 20g	5367155013
Power Chroma PC3 20g	5367155023
Power Chroma PC4 20g	5367155033
Power Chroma PC5 20g	5367155043
Power Chroma PC6 20g	5367155053
Super Colore Weiss 4g	5367161511
Super Colore Strato 4g	5367161521
Super Colore Apricot 4g	5367161531
Super Colore Canari 4g	5367161541
Super Colore Taiga 4g	5367161551
Super Colore Brown 4g	5367161561
Super Colore Grau 4g	5367161571
Super Colore Mango 4g	5367161611
Super Colore Ivory 4g	5367161621
Super Colore Peach 4g	5367161631
Super Colore Amber 4g	5367161651
Body - Super Colore 1 4g	5367161811
Body - Super Colore 2 4g	5367161821
Body - Super Colore 3 4g	5367161831
Body - Super Colore 4 4g	5367161841
Body - Super Colore 5 4g	5367161851
Body - Super Colore 6 4g	5367161861
Body - Super Colore 7 4g	5367161871
Body - Super Colore 8 4g	5367161881
Body - Super Colore 9 4g	5367161891
Glasura 20g	5367163503



Cercon® Ceram Kiss Extreme

Cercon® Ceram Kiss Extreme	20g
Extreme - PL E0	5367103170
Extreme - PL E6	5367103180
Extreme - Dentin E0/20g	5367111303
Extreme - Dentin E6/20g	5367111313
Extreme - yell. spot/20g	5367111323
Extreme - red spot/20g	5367111333
Extreme - gray spot/20g	5367111343
Extreme - inten.spot/20g	5367111353

\* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA



Cercon® Ceram Kiss Starter Kit

Cercon® Ceram Kiss Starter Kit	5367190141
6x 3 ml	Opachi in pasta PO A2; A3; A3,5; B2; B3; D3
1x 3 ml	Opaco in pasta Bleach
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum
6x 10 g	Dentine A2; A3; A3,5; B2; B3; D3
1x 10 g	Dentina Bleach
1x 10 g	Dentina Gum
6x 10 g	Power Chroma PC 1 - PC 6
4x 10 g	Smalti S 1 - S 4
2x 10 g	Smalti Opalescenti OS 1 + OS 2
2x 10 g	Effetti Opalescenti Ocean e Sunset
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	White Surface
1x 10 g	Trasparente TC
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 4 g	Glasura
2x 2 g	Supercolori Strato e Caramel
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD Form
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD
1x 2 ml	Fluid per opachi in pasta
2x	Scale colori
1x	Pennello
1x	Posizionatore Kiss



Cercon® Ceram Kiss Test set

Cercon® Ceram Kiss Test Set	5367190151
1x 10 g	Smalto S 2
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	Effetto Opalescente Ocean
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 2 g	Glasura
1x 3 g	Opaco in pasta PO A3
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD
1x 2 ml	Fluid per opachi in pasta
1x 3 ml	Liner PL A3
1x 10 g	Dentina A3
2x 10 g	Masse Opalescenti incisali 1,2
1x	Pennello per opachi



Accessori

Scala Colori Kiss - Opachi	5368301200
Scala Colori Kiss - Masse marginali	5368301210
Scala Colori Kiss - Base	5368301220
Scala Colori Kiss - Power	5368301230
Scala Colori Kiss - Opalescenti	5368301240
Scala Colori Kiss - Gum	5368301250
Scala Colore Extreme (Spot, Central Line, Intensive Line)	5368308010
Scala Colori Extreme (Red, Yellow, Gray)	5368308020
Liquido per opaco in pasta 2ml	5368270500
Liquido SD-FORM 50ml	5368272034
Liquido SD-FORM 250ml	5368272035
Liquido SD-QUICK 15ml	5368272043
Liquido SD-QUICK 50ml	5368272044
Liquido SD-QUICK 250ml	5368272045
Liquido SD 15ml	5368272053
Liquido SD 50ml	5368272054
Liquido SD 250ml	5368272055
Liquido SD 500ml	5368272056
Liquido SM - Speciale 15ml	5368273003



Duceram  
Keep it simple and safe.

KISS

## DUCERAM KISS

La filosofia KISS: per raggiungere il massimo risultato estetico in modo semplice e sicuro.

Kiss è la nuova linea di ceramiche creata per ottenere un risultato estetico praticamente perfetto ed in modo razionale creando un nuovo standard funzionale per la riproduzione di tutti i colori in scala Vita con un ridotto numero di masse.

- Nuova pigmentazione di opachi e dentine per limitare l'utilizzo di masse intensive.
  - Didattica di nuova concezione, che combina in modo intelligente colori, effetti e materiali.
  - Ottimizzazione dei pigmenti delle masse per eliminare il problema del metamerismo (variazione cromatica a seguito di diverse fonti di luce).
  - Nuovo brevetto per la produzione delle masse opalescenti: l'Effetto Opalescente rimane inalterato anche dopo ripetute cotture.
  - Un nuovo supporto didattico per determinare velocemente e semplicemente le masse ceramiche Kiss necessarie al raggiungimento del colore V-shade
- Masse multifunzionali, miscelabili tra loro in parti 1 : 1 con l'utilizzo del dosatore Kiss, per tutti gli effetti necessari ad una completa stratificazione individuale; l'uso del dosatore garantisce la completa riproducibilità delle miscele ottenute.

### Duceram Kiss


Ceramica ad alto punto di fusione per rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe metalliche, aventi un CET compreso tra 13,8-15,4  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-600°C).

CET Dentina = 13,0  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-600°C).

Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872.

Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme alle norme DIN EN ISO 9693.

Utilizzabile solo con leghe aventi una temperatura di solidificazione non inferiore a 1030°C.



#### Duceram Kiss Assortimento Completo opachi in pasta

5360990131

- 16x 3 ml Opachi in pasta PO A1– D4
- 1x 3 ml Opaco in pasta Bleach
- 1x 3 ml Opaco in pasta Gum
- 1x 3 ml Opaco in pasta Intensivo Orange
- 1x 3 ml Opaco in pasta Neutral
- 16x 20 g Dentine DA1– D4
- 1x 20 g Dentina Bleach
- 1x 20 g Dentina Gum 1
- 1x 20 g Dentina Gum 2
- 6x 20 g Power Chroma PC 1– 6
- 1x 20 g Flu Inside Flu 1
- 1x 20 g Flu Inside Flu 2
- 6x 20 g Smalti S 1– 6
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 1
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 2
- 5x 20 g Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
- 1x 20 g White Surface WS
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g Trasparente TC
- 5x 20 g Masse Spalla SM 1– 5
- 5x 20 g Masse Spalla Finali FSM 1– 5
- 1x 20 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 10 ml Ducera SEP Liquido Isolante
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Quick
- 1x 50 ml Liquido di modellazione Form
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 2x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 6x Scale Colori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x MagicWizard Pennello per ceramica
- 1x MagicOpaque Pennello per opaco in pasta

- Opaco in pasta A1 3 ml 5360903000
- Opaco in pasta A2 3 ml 5360903010
- Opaco in pasta A3 3 ml 5360903020
- Opaco in pasta A3,5 3 ml 5360903030
- Opaco in pasta A4 3ml 5360903040
- Opaco in pasta B1 3ml 5360903050
- Opaco in pasta B2 3ml 5360903060
- Opaco in pasta B3 3ml 5360903070
- Opaco in pasta B4 3ml 5360903080
- Opaco in pasta C1 3ml 5360903090
- Opaco in pasta C2 3 ml 5360903100
- Opaco in pasta C3 3ml 5360903110
- Opaco in pasta C4 3ml 5360903120

# Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

Opaco in pasta D2 3ml	5360903130
Opaco in pasta D3 3ml	5360903140
Opaco in pasta POD4 3ml	5360903150
Bleach opaco in pasta 3ml	5360901200
Base neutra 3ml	5360903160
Gum opaco in pasta 3ml	5360903200
Opaco in pasta orange 3ml	5360903560

	20g	75g
Opaco Orange	5360900523	
Opaco OA1	5360901003	5360901005
Opaco OA2	5360901013	5360901015
Opaco OA3	5360901023	5360901025
Opaco OA3,5	5360901033	5360901035
Opaco OA4	5360901043	5360901045
Opaco OB1	5360901053	5360901055
Opaco OB2	5360901063	5360901065
Opaco OB3	5360901073	5360901075
Opaco OB4	5360901083	5360901085
Opaco OC1	5360901093	5360901095
Opaco OC2	5360901103	5360901105
Opaco OC3	5360901113	5360901115
Opaco OC4	5360901123	5360901125
Opaco OD2	5360901133	5360901135
Opaco OD3	5360901143	5360901145
Opaco OD4	5360901153	5360901155
Opaco Bleach	5360901203	5360901205
Gum Opaco		5360909003
Dentina A1	5360911003	5360911005
Dentina A2	5360911013	5360911015
Dentina A3	5360911023	5360911025
Dentina A3,5	5360911033	5360911035
Dentina A4	5360911043	5360911045
Dentina B1	5360911053	5360911055
Dentina B2	5360911063	5360911065
Dentina B3	5360911073	5360911075
Dentina B4	5360911083	5360911085
Dentina C1	5360911093	5360911095
Dentina C2	5360911103	5360911105
Dentina C3	5360911113	5360911115
Dentina C4	5360911123	5360911125
Dentina D2	5360911133	5360911135
Dentina D3	5360911143	5360911145
Dentina D4	5360911153	5360911155
Power Chroma 1	5360955003	
Power Chroma 2	5360955013	5360955015
Power Chroma 3	5360955023	5360955025
Power Chroma 4	5360955033	5360955035
Power Chroma 5	5360955043	5360955045
Power Chroma 6	5360955053	

CERAMICA

	20g	75g
Bleach-Dentina	5360911203	5360911205
Flu Inside 1	5360917003	
Flu Inside 2	5360917053	
Gum Dentina 1	5360919003	
Gum Dentina 2	5360919013	
Smalto S1	5360921503	5360921505
Smalto S2	5360921513	5360921515
Smalto S3	5360921523	5360921525
Smalto S4	5360921533	5360921535
Smalto S5	5360921543	5360921545
Smalto S6	5360921553	5360921555
Trasparente Clear TC	5360923003	5360923005
White Surface WS	5360923013	
Stand by SBY	5360923023	5360923025
Effet. Opalesc. OE Sunrise	5360927003	5360927005
Effet. Opalesc. OE Sunset	5360927023	5360927025
Effet. Opalesc. OE Sky	5360927033	5360927035
Effet. Opalesc. OE Ocean	5360927043	5360927045
Effet. Opalesc. OE Fog	5360927053	5360927055
Smalto Opalescente OS 1	5360927503	5360927505
Smalto Opalescente OS 2	5360927513	5360927515
Massa di Correzione	5360937003	5360937005
Massa Marginale SM1	5360941003	
Massa Marginale SM2	5360941013	
Massa Marginale SM3	5360941023	
Massa Marginale SM4	5360941033	
Massa Marginale SM5	5360941043	
Marginale Finale FSM1	5360941053	
Marginale Finale FSM2	5360941063	
Marginale Finale FSM3	5360941073	
Marginale Finale FSM4	5360941083	
Marginale Finale FSM5	5360941093	



**Duceram Kiss Extreme**

Extreme Opaco in pasta E0* 3ml	5360903170
Extreme Opaco in pasta E6* 3ml	5360903180
Extreme Dentina E0*/ 20g	5360911303
Extreme Dentina E6*/ 20g	5360911313
Extreme yellow spot/ 20g	5360911323
ExtremeE red spot/ 20g	5360911333
Extreme gray spot/ 20g	5360911343
Extreme intensive spot/ 20g	5360911353


\* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA



**Duceram Kiss Starter Set**

5360990141

- 6x 3 ml Opachi in pasta A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
- 1x 3 ml Opaco in pasta Bleach
- 1x 3 ml Opaco in pasta Gum
- 1x 3 ml Opaco in pasta Neutral
- 6x 10 g Dentine A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
- 1x 10 g Dentina Bleach
- 1x 10 g Dentina Gum
- 6x 10 g Power Chroma PC 1-PC 6
- 4x 10 g Smalti S 1 – S 4
- 2x 10 g Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
- 2x 10 g Effetti Opalescenti OE Ocean e Sunset
- 1x 10 g Stand by
- 1x 10 g White Surface
- 1x 10 g Trasparente TC
- 1x 10 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 4 g Glasura
- 2x 2 g Supercolori Strato e Caramel
- 1x 15 ml Liquido SD Form
- 1x 15 ml Liquido SD
- 1x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 2x Scale Colori
- 1x 2 ml Liquido per Supercolori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x Pennello per opachi in pasta



**Duceram Kiss Assortimento completo Opachi in polvere**

5360990132

- 16x 20 g Opachi in polvere A1– D4
- 1x 20 g Opaco in polvere Bleach
- 1x 20 g Opaco in polvere Gum
- 1x 20 g Opaco in polvere Intensivo Orange
- 1x 20 g Opaco in pasta Neutral
- 16x 20 g Dentine A1– D4
- 1x 20 g Dentina Bleach
- 1x 20 g Dentina Gum 1
- 1x 20 g Dentina Gum 2
- 6x 20 g Power Chroma PC 1– 6
- 1x 20 g Flu Inside Flu 1
- 1x 20 g Flu Inside Flu 2
- 6x 20 g Smalti S 1– 6
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 1
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 2
- 5x 20 g Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
- 1x 20 g White Surface WS
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g Trasparente TC
- 5x 20 g Masse Spalla SM 1– 5
- 5x 20 g Masse Spalla Finali F SM 1– 5
- 1x 20 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 50 ml Fluido per opachi in polvere OL
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Quick
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Form
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 1x 2 ml Liquido per supercolori
- 6x Scale Colori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x MagicWizard Pennello per ceramica
- 1x MagicOpaque Pennello per opaco in pasta



**Duceram Kiss Test Set (Trial Kit)**

5360990151

- 1x 10 g Dentina A2
- 2x 10 g Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
- 1x 10 g Smalto S 2
- 1x 10 g Stand by
- 1x 10 g Effetto Opalescentescente OE Ocean
- 1x 10 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 2 g Glasura
- 1x 3 ml Opaco in pasta PO A2
- 1x 3 g Opaco in pasta Neutral
- 1x 15 ml Liquido SD
- 1x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 1x Pennello per opachi in pasta



**Duceram Kiss NE Bonder**

5360900503

Per leghe metalliche non preziose da usare con il liquido OCL

**Accessori**

- Scala Colori Duceram Kiss Gengivali 5368302150
- Liquido per Opaco in Pasta 2ml 5368270500
- Liquido OCL Univ. per OP. Polvere 50ml 5368271014
- Liquido OCL Univ. per OP. Polvere 250ml 5368271015
- Liquido SD-Form 50ml 5368272034
- Liquido SD-Form 250ml 5368272035
- Liquido SD-Quick 15ml 5368272043
- Liquido SD-Quick 50ml 5368272044
- Liquido SD-Quick 250ml 5368272045
- Liquido SD 15ml 5368272053
- Liquido SD 50ml 5368272054
- Liquido SD 250ml 5368272055
- Liquido SD 500ml 5368272056
- Liquido SM-Spezial 15ml 5368273003
- Scala Colori Kiss-Opachi 5368301200
- Scala Colori Kiss-Base 5368301220
- Scala Colori Kiss-Power 5368301230
- Scala Colori Kiss-Opalescenti 5368301240
- Scala Colori Kiss-Gum 5368301250
- Scala Colori Duceram Kiss Opachi 5368302100
- Scala Colori Duceram Kiss Masse Marginali 5368302110
- Scala Colori Duceram Kiss Base 5368302120
- Scala Colori Duceram Kiss Power 5368302130
- Scala Colori Duceram Kiss Opalescenti 5368302140



Duceragold  
Keep it simple and safe.



## DUCERAGOLD KISS

Duceragold Kiss è una ceramica a bassa durezza e basso punto di fusione per il rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe aventi un CET compreso tra 16,2-17,1  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-600°C) e per il rivestimento della vetroceramica pressabile Cergo Kiss.


## Duceragold Kiss

CET Dentina: 15,1  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-500°C)

Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872

Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme DIN EN ISO 9693

Utilizzare solo con leghe aventi una temperatura di solidificazione non inferiore a 900°C.



Assortimento Completo Opaco in pasta

### Duceragold Kiss Assortimento Completo

5360390131

- 16x 3 ml Opachi in pasta A1–D4
- 1x 3 ml Opaco in pasta Beach
- 1x 3 ml Opaco in pasta Gum
- 1x 3 ml Opaco in pasta Intensivo Orange
- 1x 3 ml Degunorm Classic Base
- 16x 20 g Dentine A1–D4
- 1x 20 g Dentina Beach
- 1x 20 g Dentina Gum 1
- 1x 20 g Dentina Gum 2
- 6x 20 g Power Chroma PC 1–6
- 1x 20 g Flu Inside Flu 1
- 1x 20 g Flu Inside Flu 2
- 6x 20 g Smalti S 1–6
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 1
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 2
- 5x 20 g Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
- 1x 20 g White Surface WS
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g Trasparente TC
- 5x 20 g Masse Spalla SM 1–5
- 5x 20 g Masse Spalla Finali F SM 1–5
- 1x 20 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 10 ml Ducera SEP Liquido Isolante
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Quick
- 1x 50 ml Liquido di modellazione Form
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 2x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 6x Scale Colori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x MagicWizard Pennello per ceramica
- 1x MagicOpaque Pennello per opaco in pasta

	20g	75g
Bleach-Dentina 20g	5360311203	5360311205
Dentina A 1 20g	5360311003	
Dentina A 2 20g	5360311013	5360311015
Dentina A 3 20g	5360311023	5360311025
Dentina A 3,5 20g	5360311033	5360311035
Dentina A 4 20g	5360311043	
Dentina B 1 20g	5360311053	
Dentina B 2 20g	5360311063	5360311065
Dentina B 3 20g	5360311073	5360311075
Dentina B 4 20g	5360311083	
Dentina C 1 20g	5360311093	
Dentina C 2 20g	5360311103	5360311105
Dentina C 3 20g	5360311113	5360311115
Dentina C 4 20g	5360311123	
Dentina D 2 20g	5360311133	5360311135
Dentina D 3 20g	5360311143	5360311145

	20g	75g
Dentina D 4 20g	5360311153	
FLU Dentina Inside 1 20g	5360317003	
FLU Dentina Inside 2 20g	5360317053	
GUM Dentina 1 20g	5360319003	
GUM Dentina 2 20g	5360319013	
Massa Marginale SM1 20g	5360341003	
Massa Marginale SM2 20g	5360341013	
Massa Marginale SM3 20g	5360341023	
Massa Marginale SM4 20g	5360341033	
Massa Marginale SM5 20g	5360341043	
Massa Marginale Finale FSM1	5360341053	
Massa Marginale Finale FSM2	5360341063	
Massa Marginale Finale FSM3	5360341073	
Massa Marginale Finale FSM4	5360341083	
Massa Marginale Finale FSM5	5360341093	
Massa di Correzione	5360337003	
Opalescente Fog	5360327053	5360327055
Opalescente Ocean	5360327043	5360327045
Opalescente Sky	5360327033	5360327035
Opalescente Sunrise	5360327003	5360327005
Opalescente Sunset	5360327023	5360327025
Power Chroma PC1	5360355003	
Power Chroma PC2	5360355013	5360355015
Power Chroma PC3	5360355023	5360355025
Power Chroma PC4	5360355033	5360355035
Power Chroma PC5	5360355043	5360355045
Power Chroma PC6	5360355053	
Smalto Opalescente OS1	5360327503	5360327505
Smalto Opalescente OS2	5360327513	5360327515
Smalto S1	5360321503	5360321505
Smalto S2	5360321513	
Smalto S3	5360321523	5360321525
Smalto S4	5360321533	
Smalto S5	5360321543	5360321545
Smalto S6	5360321553	
Stand By S BY	5360323023	5360323025
Trasparente Clear	5360323003	5360323005
White Surface WS	5360323013	
Opaco in pasta Gum 2ml	5360303200	
Opaco in pasta Orange 3ml	5360303560	
Opaco in pasta Bleach 3ml	5360301200	
Opaco in pasta A1 3ml	5360303000	
Opaco in pasta A2 3ml	5360303010	
Opaco in pasta A3 3ml	5360303020	
Opaco in pasta A3,5 3ml	5360303030	
Opaco in pasta A4 3ml	5360303040	
Opaco in pasta B1 3ml	5360303050	
Opaco in pasta B2 3ml	5360303060	
Opaco in pasta B3 3ml	5360303070	

	20g	75g
Opaco in pasta B4 3ml	5360303080	
Opaco in pasta C1 3ml	5360303090	
Opaco in pasta C2 3ml	5360303100	
Opaco in pasta C3 3ml	5360303110	
Opaco in pasta C4 3ml	5360303120	
Opaco in pasta D2 3ml	5360303130	
Opaco in pasta D3 3ml	5360303140	
Opaco in pasta D4 3ml	5360303150	
Degunorm classic base 3ml	5360303160	
Liquido SM-Speciale 15ml		5368273003
Liquido SD 50ml		5368272054
Liquido SD-Quick 50ml		5368272044
Liquido SD-Form 250ml		5368272035
Liquido SD 250ml		5368272055
Liquido SD-Quick 250ml		5368272045
Liquido SD 15ml		5368272053
Liquido SD-Quick 15ml		5368272043
Liquido SD 500ml		5368272056
Liquido per Opaco in pasta 2ml		5368270500
Liquido SD-FORM 50ml		5368272034
Scala colori Kiss-Opachi		5368301200
Scala colori Kiss-Base		5368301220
Scala colori Kiss-GUM		5368301250
Scala colori Kiss-Opalescenti		5368301240
Scala colori Kiss-Power		5368301230
Scala colori Kiss-Masse marginali		5368301210



Gli elementi della linea Extreme

#### Duceragold Kiss Extreme 5360390131

Extreme Opaco in pasta E0*	5360303170
Extreme Opaco in pasta E6*	5360303180
Extreme Dentina E0/20g	5360311303
Extreme Dentina E6/20g	5360311313
Extreme gray spot/20g	5360311343
Extreme inten. spot/20g	5360311353
Extreme red spot/20g	5360311333
Extreme yellow spot/20g	5360311323

\* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA



Test Set

#### Duceragold Kiss A3- Test Set 8X20g

5360390100

1x 3 ml	Opaco in pasta PO A3
1x 20 g	Dentina DA3
1x 20 g	Power Chroma PC 2
1x 20 g	Power Chroma PC 5
1x 20 g	Flu Inside Flu 2
1x 20 g	Effetto Opalescentescente OE Ocean
1x 20 g	Stand by
1x 20 g	Smalto S3
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 2
1x 50 ml	Liquido da modellazione SD,
1x 15 ml	Liquido da modellazione Form
1x	Magic Opaque Pennello per opachi in pasta



Duceratin  
Keep it simple and safe.



## DUCERATIN KISS


Duceratin Kiss è la ceramica per rivestimento estetico sviluppata in modo specifico ed esclusivo per strutture di ponti e corone in lega di titanio. Duceratin Kiss è una nuova ceramica, applicabile su strutture aventi un CET compreso tra 9,5-10,0  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-500°C), sviluppata per un risultato estetico impeccabile e di semplice realizzazione, in linea con la filosofia Kiss.

## Duceratin Kiss

CET DENTINA : 8,7  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-500°C)

Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872

Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme DIN EN ISO 9693



### Duceratin Kiss Assortimento completo opachi in polvere

5364190132

- 16x 20 g Opachi in polvere PO A1– D4
- 1x 20 g Opaco in polvere Bleach
- 1x 20 g Opaco in polvere Gum
- 1x 20 g Opaco in pasta Intensivo Orange
- 1x 20 g Bonder
- 16x 20 g Dentine A1– D4
- 1x 20 g Dentina Bleach
- 1x 20 g Dentina Gum 1
- 1x 20 g Dentina Gum 2
- 6x 20 g Power Chroma PC 1– 6
- 1x 20 g Flu Inside Flu 1
- 1x 20 g Flu Inside Flu 2
- 6x 20 g Smalti S 1– 6
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 1
- 1x 20 g Smalto Opalescente OS 2
- 5x 20 g Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
- 1x 20 g White Surface WS
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g Trasparente TC
- 5x 20 g Masse Spalla SM 1– 5
- 5x 20 g Masse Spalla Finali FSM 1– 5
- 1x 20 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 10 ml Ducera SEP Liquido Isolante
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Quick
- 1x 15 ml Liquido di modellazione Form
- 1x 50 ml Liquido OCL
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 2x 2 ml Liquidi per supercolori
- 6x Scale Colori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x MagicWizard Pennello per ceramica
- 1x MagicOpaque Pennello per opaco in pasta



Assortimento Test Set Opaco in polvere

### Duceratin Kiss Test Set opachi in polvere

5364190151

- 1x 10 g Dentina A2
- 2x 10 g Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
- 1x 10 g Smalto S 2
- 1x 10 g Stand by
- 1x 10 g Effetto Opalescente OE Ocean
- 1x 10 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 2 g Glasura
- 1x 3 g Opaco in polvere PO A2
- 1x 3 g Bonder
- 1x 15 ml Liquido SD
- 1x 2 ml Liquido per supercolori
- 1x Pennello per opachi in pasta



Assortimento Starter Kit Opaco in polvere

## Duceratin Kiss Starter Kit con opachi in polvere

5364190141

- 6x 10 g Opachi in polvere PO A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
- 1x 10 g Opaco in polvere Bleach
- 1x 10 g Opaco in polvere Gum
- 1x 10 g Bonder
- 6x 10 g Dentine A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
- 1x 10 g Dentina Bleach
- 1x 10 g Dentina Gum
- 6x 10 g Power Chroma PC 1-PC 6
- 4x 10 g Smalti S 1 – S 4
- 2x 10 g Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
- 2x 10 g Effetti Opalescenti OE Ocean e Sunset
- 1x 10 g Stand by
- 1x 10 g White Surface
- 1x 10 g Trasparente TC
- 1x 10 g Massa di correzione Final Kiss
- 1x 4 g Glasura
- 2x 2 g Supercolori Strato e Caramel
- 1x 15 ml Liquido SD Form
- 1x 15 ml Liquido SD
- 2x Scale Colori
- 1x 2 ml Liquido per Supercolori
- 1x Porzionatore Kiss
- 1x Pennello per opachi in pasta



- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| NE Bonder Titanio 20g          | 5364100503 |
| Opaco in polvere IO Orange 20g | 5364100523 |
| Opaco in polvere A1 20g        | 5364101003 |
| Opaco in polvere A2 20g        | 5364101013 |
| Opaco in polvere A3 20g        | 5364101023 |
| Opaco in polvere A3,5 20g      | 5364101033 |
| Opaco in polvere A4 20g        | 5364101043 |
| Opaco in polvere B1 20g        | 5364101053 |
| Opaco in polvere B2 20g        | 5364101063 |
| Opaco in polvere B3 20g        | 5364101073 |
| Opaco in polvere B4 20g        | 5364101083 |
| Opaco in polvere C1 20g        | 5364101093 |
| Opaco in polvere C2 20g        | 5364101103 |
| Opaco in polvere C3 20g        | 5364101113 |
| Opaco in polvere C4 20g        | 5364101123 |
| Opaco in polvere D2 20g        | 5364101133 |
| Opaco in polvere D3 20g        | 5364101143 |
| Opaco in polvere D4 20g        | 5364101153 |
| Opaco in polvere Bleach 20g    | 5364101203 |
| Opaco in polvere Gum 20g       | 5364109003 |
| Dentina DA1 20g                | 5364111003 |
| Dentina DA2 20g                | 5364111013 |
| Dentina A3 20g                 | 5364111023 |

## Ceramica per stratificazione su leghe di Titanio

Codice n°

Dentina A3,5 20g	5364111033
Dentina A4 20g	5364111043
Dentina B1 20g	5364111053
Dentina B2 20g	5364111063
Dentina B3 20g	5364111073
Dentina B4 20g	5364111083
Dentina C1 20g	5364111093
Dentina C2 20g	5364111103
Dentina C3 20g	5364111113
Dentina C4 20g	5364111123
Dentina D D2 20g	5364111133
Dentina D D3 20g	5364111143
Dentina D D4 20g	5364111153
Bleach Dentina 20g	5364111203
Flu Inside 1 20g	5364117003
Flu Inside 2 20g	5364117053
Gum Dentina 1 20g	5364119003
Gum Dentina 2 20g	5364119013
Smalto S1 20g	5364121503
Smalto S2 20g	5364121513
Smalto S3 20g	5364121523
Smalto S4 20g	5364121533
Smalto S5 20g	5364121543
Smalto S6 20g	5364121553
Transpa-Clear TC 20g	5364123003
White Surface WS 20g	5364123013
Stand by SBY 20g	5364123023
Effetto Opalescente Sunrise 20g	5364127003
Effetto Opalescente Sunset 20g	5364127023
Effetto Opalescente Sky 20g	5364127033
Effetto Opalescente Ocean 20g	5364127043
Effetto Opalescente Fog 20g	5364127053
OpalSmalto OS 1 20g	5364127503
OpalSmalto OS 2 20g	5364127513
Massa Correzione F Kiss 20g	5364137003
Masse Marginali SM 1 20g	5364141003
Masse Marginali SM 2 20g	5364141013
Masse Marginali SM 3 20g	5364141023
Masse Marginali SM 4 20g	5364141033
Masse Marginali SM 5 20g	5364141043

## Ceramica per stratificazione su leghe di Titanio

Codice n°

Massa Marginale Finale FSM 1 20g	5364141053
Massa Marginale Finale FSM 2 20g	5364141063
Massa Marginale Finale FSM 3 20g	5364141073
Massa Marginale Finale FSM 4 20g	5364141083
Massa Marginale Finale FSM 5 20g	5364141093
PC Power Chroma 1 20g	5364155003
PC Power Chroma 2 20g	5364155013
PC Power Chroma 3 20g	5364155023
PC Power Chroma 4 20g	5364155033
PCPower Chroma 5 20g	5364155043
PC Power Chroma 6 20g	5364155053
Supercalore weiss 4g	5364161511
Supercalore stratoblau 4g	5364161521
Supercalore apricot 4g	5364161531
Supercalore taiga 4g	5364161551
Supercalore dunkelbraun 4g	5364161561
Supercalore grau 4g	5364161571
Supercalore gelb 4g	5364161581
Supercalore orange 4g	5364161591
Supercalore honey 4g	5364161601
Supercalore mango 4g	5364161611
Supercalore ivory 4g	5364161621
Supercalore peach 4g	5364161631
Supercalore caramel 4g	5364161641
Supercalore amber 4g	5364161651
Supercalore terra 4g	5364161661
Supercalore schwarz 4g	5364161671
Body Supercalore 1, 4g	5364161811
Body Supercalore 2, 4g	5364161821
Body Supercalore 3, 4g	5364161831
Body Supercalore 4, 4g	5364161841
Body Supercalore 5, 4g	5364161851
Body Supercalore 6, 4g	5364161861
Body Supercalore 7, 4g	5364161871
Body Supercalore 8, 4g	5364161881
Body Supercalore 9, 4g	5364161891
Glasura 20g	5364163503
Scala Colori Kiss - Opachi	5368301200
Scala Colori Kiss - Masse marginali	5368301210
Scala Colori Kiss - Base	5368301220

CERAMICA

Scala Colori Kiss - Power	5368301230
Scala Colori Kiss - Opalescenti	5368301240
Scala Colori Kiss - GUM	5368301250
Liquido OCL univ. per Op. Polvere 50ml	5368271014
Liquido OCL univ. per Op. Polvere 250ml	5368271015
Liquido SD - Form 50ml	5368272034
Liquido SD - Form 250ml	5368272035
Liquido SD - Quick 15ml	5368272043
Liquido SD - Quick 50ml	5368272044
Liquido SD - Quick 250ml	5368272045
Liquido SD 15ml	5368272053
Liquido SD 50ml	5368272054
Liquido SD 250ml	5368272055
Liquido SD 500ml	5368272056
Liquido SM - Speciale 15ml	5368273003



Gli elementi della linea Extreme

#### Duceratin Kiss Extreme

Extreme - PL A0/A0,5 20g	5364103170
Extreme - PL A5/A6 20g	5364103180
Extreme - Dentina E0* 20g	5364111303
Extreme - Dentina E6* 20g	5364111313
Extreme - yellow spot 20g	5364111323
Extreme - red spot 20g	5364111333
Extreme - gray spot 20g	5364111343
Extreme - intens.spot 20g	5364111353

\* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA



Assortimento Set supercolori

#### Set completo Supercolori

5364190113

16x	Liquidi Stain: white, yellow, orange, strato, honey, manga, apricot, ivory, peach, caramel, amber, taiga, terra, dark brown, gray, black
9x	Liquidi Body Stain 1-9
1x 20 g	Glasura
1x 15 ml	Liquido Stain
1x	Shade Indicator



## DUCERAM PLUS

Ottima e conosciutissima ceramica da rivestimento ad alto punto di fusione e coefficiente convenzionale che consente di realizzare restauri naturali, aventi superfici omogenee, brillanti e compatte. Colorazione calda e intensa, alta vitalità, tonalità precise con qualunque spessore, fluorescenza ed opalescenza naturali, facilità di lavorazione, controllo preciso della stratificazione grazie alle masse di diversa colorazione sono solo alcuni dei pregi di questa collaudatissima ceramica. Temperatura di cottura 890-910°C.

### Duceram Plus

Ceramica ad alto punto di fusione per rivestimento estetico.

Range di CET 13,8-15,4  $\mu\text{m}/\text{m}^*\text{K}$  (25-600°C).

Temperatura di cottura 890-910°C.

	20g	75g
Opaco in polvere A 1	5361001003	5361001005
Opaco in polvere A 2	5361001013	5361001015
Opaco in polvere A 3	5361001023	5361001025
Opaco in polvere A 3,5	5361001033	5361001035
Opaco in polvere A 4	5361001043	5361001045
Opaco in polvere B 1	5361001053	5361001055
Opaco in polvere B 2	5361001063	5361001065
Opaco in polvere B 3	5361001073	5361001075
Opaco in polvere B 4	5361001083	5361001085
Opaco in polvere C 1	5361001093	5361001095
Opaco in polvere C 2	5361001103	5361001105
Opaco in polvere C 3	5361001113	5361001115
Opaco in polvere C 4	5361001123	5361001125
Opaco in polvere D 2	5361001133	5361001135
Opaco in polvere D 3	5361001143	5361001145
Opaco in polvere D 4	5361001153	5361001155
Opaco-BLEACH	5361001203	
Mod. Opaco 1 Weiss	5361004003	
Mod. Opaco 2 Gelb	5361004013	
Mod. Opaco 3 Orange	5361004023	
Mod. Opaco 5 Violet	5361004043	
Mod. Opaco 6 Braun	5361004053	
Mod. Opaco 7 Grau	5361004063	
GUM Opaco	5361009003	
Dentina A 1	5361011003	5361011005
Dentina A 2	5361011013	5361011015
Dentina A 3	5361011023	5361011025
Dentina A 3,5	5361011033	5361011035
Dentina A 4	5361011043	5361011045
Dentina B 1	5361011053	5361011055
Dentina B 2	5361011063	5361011065
Dentina B 3	5361011073	5361011075
Dentina B 4	5361011083	5361011085
Dentina C 1	5361011093	5361011095
Dentina C 2	5361011103	5361011105
Dentina C 3	5361011113	5361011115
Dentina C 4	5361011123	5361011125
Dentina D 2	5361011133	5361011135
Dentina D 3	5361011143	5361011145

# Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

	20g	75g
Dentina D 4	5361011153	5361011155
Bleach - Dentina 1	5361011203	
Bleach - Dentina 2	5361011213	
Bleach - Dentina 3	5361011223	
Chroma - Dentina CDA1	5361013003	5361013005
Chroma - Dentina CDA2	5361013013	5361013015
Chroma - Dentina CDA3	5361013023	5361013025
Chroma - Dentina CDA3,5	5361013033	5361013035
Chroma - Dentina CDA4	5361013043	5361013045
Chroma - Dentina CD B1	5361013053	5361013055
Chroma - Dentina CD B2	5361013063	5361013065
Chroma - Dentina CD B3	5361013073	5361013075
Chroma - Dentina CD B4	5361013083	5361013085
Chroma - Dentina CD C1	5361013093	5361013095
Chroma - Dentina CD C2	5361013103	5361013105
Chroma - Dentina CD C3	5361013113	5361013115
Chroma - Dentina CD C4	5361013123	5361013125
Chroma - Dentina CD D2	5361013133	5361013135
Chroma - Dentina CD D3	5361013143	5361013145
Chroma - Dentina CD D4	5361013153	5361013155
3D-Dentina A	5361014003	5361014005
3D-Dentina B	5361014053	5361014055
3D-Dentina C	5361014103	5361014105
FLU-Dentina 1 Sunny	5361016003	5361016005
FLU-Dentina 2 Orange	5361015053	5361015055
FLU-Dentina 3 Brighy	5361016103	5361016105
FLU-Dentina 4 Creme	5361016153	5361016155
GUM Dentina 1	5361019003	
GUM Dentina 2	5361019013	
GUM Dentina 3	5361019023	
GUM Dentina 4	5361019033	
GUM Dentina 5	5361019043	
Smalto S1	5361021003	5361021005
Smalto S2	5361021013	5361021015
Smalto S3	5361021023	5361021025
Smalto S4	5361021033	5361021035
Smalto S5	5361021043	5361021045
Smalto S6	5361021053	5361021055
Smalto Creativ Blaeul.	5361022003	5361022005
Smalto Creativ Gelbl.	5361022013	5361022015
Smalto Creativ Roetl.	5361022023	5361022025
Smalto Creativ Grau	5361022033	5361022035
Trasparente - Clear TC	5361023003	5361023005
Trasparente - Opal TO	5361023013	5361023015

CERAMICA

	20g	75g
Trasparente T	5361023023	5361023025
Smalto Opalescente OS 10	5361025023	5361025025
Smalto Opalescente OS 10B	5361025033	5361025035
Smalto Opalescente OS 10G	5361025043	5361025045
Smalto Opalescente OS 15	5361025053	5361025055
Smalto Opalescente OS 50	5361025433	5361025435
Smalto Opalescente OS 1	5361025803	5361025805
Smalto Opalescente OS 2	5361025813	5361025815
Smalto Opalescente OS 3	5361025823	5361025825
Smalto Opalescente OS 4	5361025833	5361025835
Massa di correzione	5361037003	5361037005
Massa marginale Bleach	5361041203	5361041205
Modificatore 01 Flamingo	5361055003	5361055005
Modificatore 02 Bambus	5361055013	5361055015
Modificatore 03 Ivory	5361055023	5361055025
Modificatore 04 Creme	5361055033	5361055035
Modificatore 05 Solaris	5361055043	5361055045
Modificatore 06 Peach	5361055053	5361055055
Modificatore 07 Mango	5361055063	5361055065
Modificatore 08 Caramel	5361055073	5361055075
Modificatore 09 Pearl	5361055083	5361055085
Modificatore 10 Safari	5361055093	5361055095
Glasura	5361063003	5361063005

<b>Opaco in Pasta</b>	2 ml
Opaco in Pasta Bleach	5361001200
Opaco in Pasta PA1	5361003000
Opaco in Pasta PA2	5361003010
Opaco in Pasta PA3	5361003020
Opaco in Pasta PA3,5	5361003030
Opaco in Pasta PA4	5361003040
Opaco in Pasta PB1	5361003050
Opaco in Pasta PB2	5361003060
Opaco in Pasta PB3	5361003070
Opaco in Pasta PB4	5361003080
Opaco in Pasta PC1	5361003090
Opaco in Pasta PC2	5361003100
Opaco in Pasta PC3	5361003110
Opaco in Pasta PC4	5361003120
Opaco in Pasta PD2	5361003130
Opaco in Pasta D3 2ml	5361003140
Opaco in Pasta D4 2ml	5361003150
Opaco in Pasta Neutral 2ml	5361003160
Opaco in Pasta GUM 2ml	5361003200
Mod Opaco in Pasta 1 Weiss 2ml	5361004510

Opaco in Pasta	2 ml
Mod. Opaco in Pasta 2 Gelb 2ml	5361004520
Mod. Opaco in Pasta 3 Orange 2ml	5361004530
Mod. Opaco in Pasta 5 Violet 2ml	5361004550
Mod. Opaco in Pasta 6 Braun 2ml	5361004560
Mod. Opaco in Pasta 7 Grau 2ml	5361004570



Assortimento Set Opachi in polvere

## Duceram Plus Set Opachi 23 X 20g

5361090011

- 16x 20 g Opachi in polvere O A1– D4
- 6x 20 g Intensivi per opachi in polvere
- 1x 20 g Opaco in polvere Gum
- 1x 50 ml Liquido per opachi in polvere OL
- 1x Scala colori



Assortimento Set Opachi in pasta

## Duceram Plus Set - Opachi in Pasta 24 X 2ml

5361090021

- 16x 2 ml Opachi in pasta PO A1– D4
- 6x 2 ml Intensivi per opachi in pasta
- 1x 2 ml Opaco in pasta Neutral
- 1x 2 ml Opaco in pasta Gum
- 2x 2 ml Fluido per opachi in pasta
- 2x Pennelli per opachi in pasta
- 1x Scala colori



Assortimento Professional Kit

## Duceram Plus Set - Professional 23 X 20g

5361090071

- 4x 20 g Smalti Opalescenti OS 1– 4
- 5x 20 g Smalti Opalescenti OS 10 –50
- 4x 20 g Flu-Dentine 1 - 4
- 10x 20 g Modificatori
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x Scala Colori



Assortimento Set Smalti

## Duceram Plus Set - Smalti 16 X 20g

5361090051

- 6x 20 g Smalti S 1– 6
- 3x 20 g Smalti Creativ: rossastro, bluaastro, giallastro
- 3x 20 g Trasparenti: T, TC, TO
- 2x 20 g Dentine gengivali Gum 2 e 4
- 1x 20 g Massa di correzione
- 1x 20 g Glasura
- 1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x 15 ml Liquido per supercolori
- 1x Scala colori



Assortimento Set Smalti

## Duceram Plus Set-Bleaching

5361090091

- 3x 20 g Dentine Bleach
- 1x 20 g Massa Marginale Bleach
- 1x 2 ml Opaco in pasta Bleach
- 1x 20 g Trasparente TO
- 1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP
- 1x 15 ml Liquido di modellazione SD
- 1x 15 ml Liquido di modellazione SM-Special
- 1x Pennello per opachi in pasta
- 1x Scala colori



Assortimento GUM

## Duceram Plus Set - Gum Ceram

5361090121

- 5x 20 g Dentine Gum 1– 5
- 1x 2 ml Opaco in pasta Gum
- 1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP-Isolierung
- 1x 15 ml Liquido di modellazione SD
- 1x Pennello per opaco in pasta
- 1x Scala colori



Assortimento SET ChromoDentine

## Duceram Plus Set-Chroma-Dentine 16 X 20g

5361090081

- 16x 20 g Chromadentine CD A1– D4
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x Scala colori



Assortimento Dentine

## Duceram Plus Set - Dentine Standard 19 X 20g

5361090041

- 16x 20 g Dentine DA1– D4
- 3x 20 g Dentine 3D A–C
- 1x 50 ml Liquido di modellazione SD
- 1x Scala colori

## Duceram Plus Test Set

5361090201

## Duceram Plus Set-Advantage 24 X 20g

5361090002

## LFC

### Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni

LFC abbina le eccezionali proprietà della ceramica idrotermica ad una estetica naturale; grazie alle sue proprietà uniche, LFC ha aperto agli odontotecnici le porte ad un range completamente nuovo di applicazioni. Considerate il gran numero di caratteristiche innovative di LFC rispetto ad una normale metallo ceramica, possiamo capire perché con la sua introduzione sul mercato sia nata una nuova classe di prodotti dentali. La corretta definizione di LFC è: "vetro dentale idrotermico" per riparazioni. Ceramica dentale idonea per cotture di riparazioni su tutte le ceramiche convenzionali. Bassa temperatura di cottura 660-680°C; limitata durezza HV02=420; alta resistenza meccanica 110N/mm<sup>2</sup>; conforme a DIN EN ISO 6872.

LFC Opaco 19 Ivory 12g	5360201002
LFC Opaco 20 Banana 12g	5360201012
LFC Opaco 22 Peach 12g	5360201022
LFC Opaco 24 Amber 12g	5360201032
LFC Opaco 25 Taiga 12g	5360201042
LFC Dentina A 1 12g	5360211002
LFC Dentina A 2 12g	5360211012
LFC Dentina A 3 12g	5360211022
LFC Dentina A 3,5 12g	5360211032
LFC Dentina A 4 12g	5360211042
LFC Dentina B 1 12g	5360211052
LFC Dentina B 2 12g	5360211062
LFC Dentina B 3 12g	5360211072
LFC Dentina B 4 12g	5360211082
LFC Dentina C 1 12g	5360211092
LFC Dentina C 2 12g	5360211102
LFC Dentina C 3 12g	5360211112
LFC Dentina C 4 12g	5360211122
LFC Dentina D 2 12g	5360211132
LFC Dentina D 3 12g	5360211142
LFC Dentina D 4 12g	5360211152
LFC Modificatore 1 Flamingo 12g	5360219002
LFC Modificatore 2 Bambus 12g	5360219012
LFC Modificatore 11 Pearl 12g	5360219022
LFC Modificatore 12 Sand 12g	5360219032
LFC Modificatore 13 Solaris 12g	5360219042
LFC Modificatore 14 Honey 12g	5360219052
LFC Modificatore 15 Mango 12g	5360219062
LFC Modificatore 16 Apricot 12g	5360219072
LFC Modificatore 17 Orange 12g	5360219082
LFC Smalto Blue 12g	5360221402
LFC Smalto White 12g	5360221452

## Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni

Codice n°

LFC Smalto S 57 12g	5360221502
LFC Smalto S 58 12g	5360221512
LFC Smalto S 59 12g	5360221522
LFC Smalto S 60 12g	5360221532
LFC Trasparente - Clear TC 12g	5360223002
LFC Trasparente -OPAL TO 12g	5360223012
LFC Trasparente T 12g	5360223022
LFC Opalescente 10 12g	5360225022
LFC Opalescente 10B 12g	5360225032
LFC Opalescente 10G 12g	5360225042
LFC Opalescente 15 12g	5360225052
LFC Opalescente 50 12g	5360225432
LFC Gengivale G 12g	5360235002
LFC Supercolore 01 Weiss 4g	5360261001
LFC Supercolore 02 Gelb 4g	5360261011
LFC Supercolore 03 Orange 4g	5360261021
LFC Supercolore 06 Strato - Blau 4g	5360261051
LFC Supercolore 10 Honey 4g	5360261091
LFC Supercolore 11 Mango 4g	5360261101
LFC Supercolore 12 Apricot 4g	5360261111
LFC Supercolore 13 Ivory 4g	5360261121
LFC Supercolore 16 Peach 4g	5360261151
LFC Supercolore 17 Caramel 4g	5360261161
LFC Supercolore 18 Amber 4g	5360261171
LFC Supercolore 19 Taiga 4g	5360261181
LFC Supercolore 20 Terra 4g	5360261191
LFC Supercolore 22 Dkl. - Braun 4g	5360261211
LFC Supercolore 23 Schwarz 4g	5360261221
LFC Supercolore Grau 4g	5360261231
LFC Supercolore Body 01 4g	5360261301
LFC Supercolore Body 02 4g	5360261311
LFC Supercolore Body 03 4g	5360261321
LFC Supercolore Body 04 4g	5360261331
LFC Supercolore Body 05 4g	5360261341
LFC Supercolore Body 06 4g	5360261351
LFC Supercolore Body 07 4g	5360261361
LFC Supercolore Body 08 4g	5360261371
LFC Supercolore Body 09 4g	5360261381
LFC Glasura 12g	5360263002
LFC Glasura 50 g	5360263004

## Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni

Codice n°




LFC Assortimento Supercolori (SLM Kit)	5360290111
LFC Assortimento Supercolori Grande (Stain Kit)	5360290113
LFC Assortimento Supercolori Body	5360290121
Lay - Liquido di Saturazione 50ml	5368181004
Lay - Lacca distanziatrice 10ml	5368181102
Lay - Connector Paste 6g	5368182011
Lay - Superfit polvere 250g	5368183006
Lay - Superfit polvere 1250g	5368183008
Lay - Superfit Fluid 100ml	5368183015
Lay - Superfit Fluid 500ml	5368183016
Lay - Superfit Assortimento	5368190001
Liquido per Connector Paste 2ml	5368270600
LFC - Adesivo per monconi 4ml	5368274501
LFC - Liquido per Supercolori "I" 15ml	5368274613
LFC - Liquido per Supercolori "I" 50ml	5368274614
Scala colori LFC	5368303000
Set connector paste	5368190141
Isolante SEP 10ml	5368273512
Liquido OCL Univ. per op. in polvere 50 ml	5368271014
Liquido OCL Univ. per op. in polvere 250 ml	5368271015

CERAMICA

### Magic Cut Back di J. Braunwarth

Strumenti di precisione per la lavorazione delle masse ceramiche in fase di build-up.  
 Questi strumenti, unici nel loro genere, facilitano le operazioni di modellazione, separazione e taglio della ceramica prima della sinterizzazione.



(1) (2) (3) (4) (5)

Set Magic Cut Back by J. Braunwarth	5359990100
Singolo strumento snake (1)	5359990101
Singolo strumento Little Heart (2)	5359990102
Singolo strumento Little Dragon (3)	5359990103
Singolo strumento Little Crocodile (4)	5359990104
Singolo strumento Little Dolphin (5)	5359990105

Porzionatore Kiss	5369002400
Pennello per modellazione della ceramica J. Peters	5369001590
Pennello per modellazione della ceramica generico	5369001500
Pennello per modellazione della ceramica Kolinsky	5369001540
Firing Tray Pin	5369004010
Firing Tray 6 Pin	5369004000



Extreme Scala colore intensivo	5368308010
--------------------------------	------------



Extreme Scala colore rosso giallo grigio	5368308020
--	------------



ALTRI PRODOTTI PER IL  
LABORATORIO ODONTOTECNICO

### Plastodent Art Line

Cere per modellazione adatte a tutte le esigenze. I colori chiari garantiscono un lavoro più facile grazie agli ottimi contrasti. Le cere Plastodent Art Line sono in confezioni da 60 gr.



<b>Plastodent Art Line Bordeaux Inerte 60g</b>	5325370025
Cera di sottofondo, bordeaux opaca, dura, inerte	
<b>Plastodent Art Line Rossa Cervicale 60g</b>	5325370026
Cera cervicale, rosso-trasparente, morbida	
<b>Plastodent Art Line beige per modellazione 60g</b>	5325370027
Cera da modellazione beige, modellabile senza essere pastosa	
<b>Plastodent Art Line grigia per fresaggio 60g</b>	5325370028
Cera da fresaggio, grigia, modellabile senza essere pastosa	

### Plastodent Set

Cere in quattro diverse colorazioni di identica composizione, per la tecnica di modellazione gnatologica.



<b>Plastodent G Bleu per modellazione 4x25g</b>	5325370003
<b>Plastodent Set per modellazione gnatologica 4x25 gr.</b>	5325370012

### Isolit

Isolante per cera e gesso, cemento, resina, metallo o ceramica.



<b>Isolit isolante universale 2X50ml</b>	5325140011
<b>Isolit isolante universale 1X1000ml</b>	5325140013

### Biosil® F

Lega CoCr extradura in blocchetti per protesi scheletrica.



#### Biosil® F

5335010003

1 kg lega cromo-cobalto extradura in blocchetti.

**Dati Tecnici:** Tipo extraduro, colore bianco.

Composizione in volume %: Co 64,8 - Cr 28,5 - Mo 5,3 - Si 0,5 - Mn 0,5 - C 0,4 - N -.

Intervallo di fusione 1320-1380 °C, Temperatura di preriscaldamento del cilindro 1000 °C.

Durezza Vickers HV 10 400, 0,2% Limite elastico MPa 700, Carico di rottura MPa 900.

Allungamento % 5, Densità g/cm³ 8,4, Modulo di elasticità GPa 220.

### Biosil® I

Grazie alla speciale composizione, BIOSIL® I è stato specificatamente realizzato per essere saldato con il laser mediante l'utilizzo degli specifici fili Biosil® per saldatura laser.



#### Biosil® I

5335010004

1 kg lega cromo-cobalto extradura in blocchetti saldabile al laser.

**Dati Tecnici:** Tipo extraduro, colore bianco.

Composizione in volume %: Co 62,5 - Cr 30,5 - Mo 5,0 - Si 1,0 - Mn 0,4 - C 0,3 - N 0,3.

Intervallo di fusione 1290-1390 °C, temperatura di preriscaldamento del cilindro 1000 °C.

Durezza Vickers HV 10 375, 0,2% Limite elastico MPa 710, Carico di rottura MPa 900.

Allungamento % 6, Densità g/cm³ 8,2, Modulo di elasticità GPa 220.

### Biosil® fili per saldatura laser

Per la saldatura laser di BIOSIL® I



#### Biosil®

5335012505

(conf. da 5 bacchette X 25 mm) fili per saldare al laser Biosil® I

**Biosint® Extra**

Biosint® Extra è una massa di rivestimento speciale, a legame fosfatico e priva di gesso per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica di fusione della protesi scheletrica.

Biosint Extra viene impastato con Biosol® E. Diluendo questo liquido con acqua distillata si regola l'espansione totale. È possibile utilizzare anche solamente acqua distillata.

**Biosint® Extra**

5325540001

(da ordinare con 5325450080 BIOSOL E) 45x400 g  
Rivestimento per scheletrati privo di gesso Tot. 18 kg

Proporzione di miscela Polvere : liquido = 100 g : 15 ml  
Espansione totale lineare 0,95% - 1,65%  
Tempo di miscelazione sotto vuoto 60 sec.  
Tempo di lavorazione 3 - 5 min.  
Resistenza alla compressione secondo tra 15 e 20 MPa  
la concentrazione di Biosol E.

**Optivest®**

Rivestimento per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica della protesi scheletrica, con composizione ottimale della polvere a granulometria fine. La superficie del modello dura e l'esatta riproduzione dei dettagli garantiscono un'ottima adattabilità delle fusioni e superfici estremamente lisce.

**Optivest®**

5325090030

(da ordinare con 5325400091) 16 kg Rivestimento per scheletrati (40x400g)

**Optivest®**

5325090040

(da ordinare con 5325400091) 50 kg Rivestimento per scheletrati (10x5 kg)

Proporzione di miscela Polvere : liquido = 100 g : 14 - 15 ml  
Espansione totale lineare 0,50% - 1,80%  
Tempo di miscelazione sotto vuoto 1 min.  
Tempo di lavorazione 3 - 4 min.  
Resistenza alla compressione secondo tra 15 e 20 MPa  
la concentrazione di Optivest Liquid

**Optivest®**

Liquido per rivestimenti Optivest®.

**Optivest® Liquido 2000 ml**

5325400091

**Biosol® E**

Liquido per Biosint® Supra

**Biosol® E 2000 ml liquido per Biosint® Extra****5325450080****Multivac® Compact**

Apparecchiatura per la miscelazione sotto vuoto completamente programmabile, dotata di 10 programmi liberamente impostabili. Non è più necessaria la prespatolazione manuale. Pompa per vuoto a secco che non necessita di assistenza tecnica. Controllo automatico degli errori e funzione auto-test del vuoto.

**Multivac® Compact da muro****5353140001**

Miscelatore sottovuoto programmabile con 2 scodelle

**Multivac® Compact da tavolo****5353140002**

Miscelatore sottovuoto programmabile con 2 scodelle

La confezione comprende: 1 scodella piccola con coperchio e spatola, 1 scodella grande con coperchio e spatola, 5 filtri, 1 supporto completo di viti di fissaggio (solo per il MC da muro)

Tensione e frequenza nominale	200W - 240V, 50/60Hz
Assorbimento massimo	300W
Protezione di rete richiesta	2 A
Temperatura ambiente di lavoro	4°C - 40°C
AltezzaxLarghezzaXProfondità da muro	505X390X315 mm
AltezzaxLarghezzaXProfondità da tavolo	610X390X315 mm
Peso MC da muro	ca. 142 N. (14,5 kg)
Peso MC da tavolo	ca. 157 N. (16,0 kg)

**Multivac® Eco**

Potente miscelatore sottovuoto dotato di un'efficiente pompa per il vuoto. Permette di miscelare rivestimenti e gessi in modo omogeneo ed in tutta sicurezza. Non necessita di tubo di aspirazione perché il vuoto viene realizzato direttamente attraverso il coperchio della scodella miscelatrice. Possono essere utilizzate le scodelle DeguDent di ultima generazione (eccetto quelle di misura extragrande). La confezione è priva di scodelle

**Multivac® Eco miscelatore sottovuoto (senza scodelle)****5353160001**

## Scodelle

Le scodelle per il Multivac Compact e Multivac Eco sono complete di coperchio e spatola.



Capacità delle scodelle

(1) - Max 50cc

(2) - Max 150cc

(3) - Max 420cc

(4) - Max 580cc

**Scodella extrapiccola plexi** 5353140113

Per Multivac Compact/Eco completo di coperchio (1)

**Scodella piccola plexi** 5353140100

Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (2)

**Scodella grande plexi** 5353140101

Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (3)

**Scodella extragrande plexi** 5353140114

Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (4)

**Filtri per Multivac Compact** 5353140105

**Supporto da muro per Multivac Compact** 5353140104

**Supporto da tavolo** 5353140106

Per Multivac Compact modello da muro

**Scodella extrapiccola plexi per Multivac 4 completo di coperchio** 5323500013

**Scodella piccola plexi per Multivac 4 completo di coperchio** 5323510100

**Scodella grande plexi per Multivac 4 completo di coperchio** 5323510101

**Scodella extragrande plexi per Multivac 4 completo di coperchio** 5323500014

**Tubo d'aspirazione per Multivac 4 con 2 filtri** 5353940102

**Filtri per Multivac 4** 5353941040

**Flacone olio per vuoto Multivac 4 250ml** 5323510103

**Filtri per Multivac Eco/Compact** 5323510105

Composto di rivestimento	leghe nobili	leghe non nobili	scheletrica	ceramica pressata	Tecnica		Liquido
					Veloce	convenzionale	
Deguvest F	X	X				X	Liquido Deguvest
Deguvest Impact	X				X	X	Liquido Deguvest o Liquido Speciale
Deguvest CF	X					X	Liquido Deguvest
Deguvest SR	X	X			X	X	Liquido universale
Cergo fit speed				X	X		Liquido Cergo fit speed
Biosint extra			X			X	Biosint E
Optivest		X	X			X	Liquido Optivest

## Deguvest® SR

Rivestimento fosfatico di alta qualità per la fusione di precisione di leghe nobili e non, da utilizzare sia con tecnica convenzionale che con la tecnica veloce.



**Confezione da 100 buste di 60g cad.** 5325120001

**Confezione da 50 buste di 150g cad.** 5325120003

Proporzione di miscela Polvere : liquido = 100 g : 22 ml

Espansione totale lineare 1,2-2,4%

Tempo di lavorazione 4-6 minuti

Resistenza alla compressione 4-8MPa

## Cergo® fit Speed

Rivestimento speciale a legame fosfatico, privo di gesso, a riscaldamento veloce per la realizzazione di lavori in ceramica pressofusa. Garantisce una lavorazione sicura fino alla sabbiatura. Risultati di adattabilità ottimali, esatta riproduzione dei dettagli e superfici eccellenti. La confezione contiene n. 65 sacchetti da 100g ciascuno.



### Cergo® Fit Speed

5325320200

65X100gr (ordinare con liquido 5325400117) Riv. Speed per ceramica pressofusa.

Proporzione di miscela Polvere : liquido =	100 g : 25 ml
Espansione totale lineare	> 3,0%
Espansione di presa	> 2,0%
Espansione termica	> 1,0%
Tempo di miscelazione sotto vuoto	60 s.
Tempo di presa/Vicat	8 - 11 min.
Resistenza alla compressione	5 - 7 MPa
Tempo di lavorabilità a 20°C	5 - 7 min.



### Cergo® Fit Speed liquido 1450ml

5325400117

Liquido per la messa in rivestimento di Cergo® Fit Speed

## Deguvest® Impact

Deguvest Impact è un rivestimento fosfatico universale privo di carbonio e gesso, adatto per la tecnica di fusione di precisione delle leghe nobili. Deguvest Impact è utilizzabile sia con la tecnica di preriscaldamento convenzionale, sia con la tecnica speed; in quest'ultimo caso si deve utilizzare il liquido speciale per masse veloci. (ordinare con Liquido speed 5325400114 e/o normale 5325400014).



### Deguvest® Impact 100X60g

5325530011

### Deguvest® Impact 50X150g

5325530015

## Deguvest® CF

Massa di rivestimento di precisione priva di carbonio, a legame fosfatico adatta per l'utilizzo nella tecnica di fusione con tutte le leghe nobili. Offre vantaggi come facilità di smuffolatura, ottima scorrevolezza, superficie liscia della fusione, elevata precisione dell'oggetto fuso ed è adatta in particolare a tutte le leghe sensibili al carbonio (ordinare con liquido 5325400014).



### Deguvest® CF 50x150g

5325060038

**Deguvest® F**

Massa di rivestimento a legame fosfatico a ridotto contenuto di carbonio, adatta per l'utilizzo nella tecnica di fusione con tutte le leghe dentali. Offre vantaggi come facilità di smuffolatura, ottima scorrevolezza, superficie della fusione estremamente liscia, riproducibilità elevata dei dettagli, espansione programmabile e granulometria estremamente fine.

**Deguvest® F****5325070039**

50 x 180 g (da ordinare con liquido 5325400014). Rivestimento fosfatico

**Deguvest® Liquid Special**

Per riscaldamento veloce.

**Deguvest® Liquid Special 1350ml****5325400114****Deguvest® Liquid**

Per riscaldamento tradizionale di tutti i rivestimenti Deguvest.

**Deguvest® Liquid 1350ml****5325400014****Liquido Universale per SR conf. 1350ml****5325400200****Deguvest® Vlies**

Nastro speciale senza amianto, a legame ceramico, particolarmente consigliato per rivestimenti a legame gessoso e per il riscaldamento veloce. Di facile utilizzo, viene tagliato della lunghezza necessaria secondo le dimensioni del cilindro da rivestire.

**Deguvest® Vlies nastro 25m (1mm x 50mm)****5325400047**

### Nastro speciale

Nastro universale per cilindri, senza amianto, già tagliato nelle misure corrispondenti ai diametri dei cilindri Degussa, da utilizzare prima della messa in rivestimento, per regolarne l'espansione



Nastro speciale 1X (200 pezzi)	5325400040
Nastro speciale 3X (200 pezzi)	5325400041
Nastro speciale 6X (200 pezzi)	5325400042

### Cilindri, basi di gomma e pinze



Base gomma E 1X	5323511069
Base gomma E 3X	5323511070
Base gomma E 6X	5323511071
Base gomma E 9X	5323511072
Base gomma T 3 Universale	5323510061
Cilindro Acc. 1X	5323510057
Cilindro Acc. 3X	5323510058
Cilindro Acc. 6X	5323510059
Cilindro Acc. 9X	5323510060
Pinza per Cilindri (4)	5323500008
Pinza per Crogioli (5)	5323500025

### Waxit®

Riduttore di tensione per la superficie di cere e siliconi, per aumentare la scorrevolezza del rivestimento e migliorare, in tal modo, le superfici di fusione. Disponibile anche in confezione spray ecologica



Waxit® 1000 ml riduttore di tensione	5325180013
Waxit® Spray 145 ml riduttore di tensione	5325180017

### Decapatore Neacid®

Apparecchiatura per bagno disossidante a temperatura costante regolata da termostato, a basso consumo di energia, per il decapaggio di metalli nobili con Neacid®. Cestello e struttura in polipropilene resistente agli acidi ed agli urti.



**Decapatore elettrico Neacid®** 5354310001

Tensione nominale 230 / 240 V  
 (Versione speciale per 100 V/ 127 V - disponibile)  
 Frequenza nominale 50 / 60 Hz  
 Potenza assorbita 40 / 60 W  
 Altezza x Larghezza x Profondità 190 X 170X 180mm  
 Peso ca. 1 kg

**Colatorio di ceramica dura per Neacid®** 5354211100

**Guarnizione in gomma per coperchio decapatore** 5354311020

### Neacid®

Il leggendario decapante in polvere per eliminare gli ossidi ed i residui di flux dai metalli nobili. Si mescola con facilità e senza pericolo alcuno con l'acqua (seguire le istruzioni d'uso). Non sviluppa vapori corrosivi o dannosi. Conservabile per un periodo illimitato di tempo.



**Neacid® Decapante** 5325220001

2 buste da 65 g per 250ml di soluzione cad.



**Sabbia (SiO<sub>2</sub>) - Strahlmittel Bold 3kg (105/150µ)** 5325450005

ossido di allumina per metalli nobili

### Deguvest® L

Rivestimento per saldature di precisione, con valori di espansione calibrati ed elevata resistenza termica assai elevata. Si modella e si taglia senza difficoltà.



**Deguvest® L rivestimento per saldare 2kg** 5325080001

**Matita portasaldatura per rotolini di saldatura fino ad 0,8mm** 5323500016

**Oxynon®**

Flux in pasta speciale per saldare metalli nobili e non nobili a manufatti in CoCr, impedendone l'ossidazione.



Oxynon® 50ml

5325310004

**Flussmittel® DS 1**

Flux in pasta per saldature di leghe nobili prima e dopo sovracottura della ceramica. Particolarmente adatto per tutte quelle saldature la cui temperatura di lavoro supera gli 800°C.



Flussmittel® DS 1 50ml

5325400052

**Flussmittel T®**

Flux liquido, facilmente applicabile nelle fessure di saldature e, pertanto, particolarmente adatto alle saldature in forno dopo la cottura della ceramica. Temperatura di lavoro fino a circa 850°C.



Flussmittel® T 100ml

5325400050

**Contex®**

AntiFlux in pasta di grafite. Evita che la saldatura scorra dove non lo si desidera e, pertanto, permette di saldare con precisione



Contex® Antiflux 50ml in pasta di grafite

5325240004

**Anoxan®**

Flux in pasta per saldature nella tecnica di corone e ponti; per tutte quelle saldature la cui temperatura di lavoro arriva fino a circa 850°C.



Anoxan® 50ml

5325290001

### Deguform®

Silicone da duplicazione a bassa viscosità, miscelabile per addizione in proporzione 1:1, per tutti gli usi odontotecnici. Da utilizzare con muffole da duplicazione.



Deguform® silicone per duplicazione

532511002

Massa per duplicare in silicone 2x1Kg

### Crogioli in grafite

Eccellente conducibilità termica. Atmosfera anti-ossidante, lunga durata.



Crogioli in grafite per Prestomat Compact 10 PZ (1)

5355220101

Portacrogioli

5355221120

### Crogioli in ceramica

Crogioli per tutte le leghe dentali nobili. La superficie interna estremamente levigata riduce il rischio di ristagno della lega fusa durante la certificazione.



(2)

(1)

Crogioli in ceramica per Prestomat Compact 10 PZ (2)

5355220102

Portacrogioli

5355221120

Accessori Degussa



<b>Manipolo per cannello per CANNELLO (1)</b>	<b>5323500040</b>
<b>Cannello per Gas/Aria Compressa (6)</b>	<b>5323500041</b>
Per fusione e saldature di leghe nobili da resina (non adatto a leghe nobili per metalloceramica)	
<b>Cannello per Metano/Ossigeno (5)</b>	<b>5323500045</b>
Per fusione di tutte le leghe	
<b>Cannello per Propano/Ossigeno (4)</b>	<b>5323500042</b>
Per fusione di tutte le leghe	
<b>Cannello per Gas/Ossigeno (3)</b>	<b>5323500043</b>
Con 3 ugelli per saldatura tutte le leghe	
<b>Microcannello per Propano/Ossigeno (2)</b>	<b>5323500044</b>
Con 3 aghi per microsaldatura	
<b>Ugello per Propano/Ossigeno</b>	<b>5355613000</b>
<b>Ugello per Gas/Ossigeno (N° 1)</b>	<b>5355614000</b>
<b>Ugello per Gas/Ossigeno (N° 2)</b>	<b>5355614100</b>
<b>Ugello per Gas/Ossigeno (N° 3)</b>	<b>5355614200</b>
<b>Ago per microcannello Ø 0,9</b>	<b>5355615000</b>
<b>Ago per microcannello Ø 1,2</b>	<b>5355615100</b>
<b>Ago per microcannello Ø 1,6</b>	<b>5355615200</b>
<b>Crogiolo universale refrattario</b>	<b>5323510054</b>
Fusioni a fiamma aperta per tutte le leghe	
<b>Crogiolo universale refrattario speciale</b>	<b>5323510055</b>
con apertura per leghe non nobili	
<b>Portacrogiolo universale refrattario</b>	<b>5323510052</b>

**Veriflux®**

Polvere disossidante purissima per tutte le leghe dentali nobili in pratico contenitore. Impedisce l'ossidazione durante la fusione a fiamma.



Veriflux® barattolo da 90 g

5325340001

**Veriflux® P**

Polvere disossidante in pastiglie; ha il vantaggio di poter essere dosata con esattezza nei crogioli.



Veriflux® P barattolo da 90 g di pastiglie

5325340004

**Pasta di lucidatura**

Pasta per lucidare metalli nobili



Pasta gialla per lucidare 250g

5325360001

**Deck Gold NF**

Pasta in metallo nobile per rivestire strutture in metallo da ceramizzare. La base color oro conferisce alla ceramica più vitalità e migliora la qualità del legame metallo-ceramica



Deck Gold NF (3g con diluente e pennello)

5325380030

**Phantom Metall NF**

Leghe studio in piastrine da fusione per l'esecuzione di lavori dimostrativi. Eccellente lavorabilità.



Phantom - Metall 50 g lega studio

5325390003

**Attenzione:** in figura è riportato il kit completo che non è riferito al codice sopra riportato.

**Fresatore F4®**

Apparecchiatura HiTech per fresare secondo gli standard più innovativi. Sviluppato per il lavoro quotidiano sulla base di studi ergonomici. Il fresatore è dotato di due bracci di lavoro ed i comandi elettrici sono raggruppati in un pannello centrale. Il movimento verticale comandato manualmente è sempre sicuro e preciso.



Fresatore F4® Basic

5351540001

**Kit illuminazione**

Consta di due faretto alogeni (2x 10W) a braccio snodato per illuminare senza ombre gli oggetti da fresare. Facile da montare, l'alimentazione elettrica proviene direttamente dal fresatore.



Kit illuminazione per fresatori F3/ERGO/F4

5351530100

**Manipolo universale**

Pratico accessorio porta strumenti non rotanti. Per la lavorazione manuale degli oggetti o per il posizionamento di dispositivi protesici. Mandrino universale a tre pinze (0-3,175mmØ)



Mandrino multiuso

5351530101

**Tavoletta portamodelli**

Portamodello ad alta precisione, inclinabile fino a 30° con dispositivo di serraggio rapido per cambiare velocemente i modelli. Ritorno alla posizione orizzontale (0°) automatico. Base metallica per il fissaggio magnetico al fresatore



Tavoletta per modelli F 1

5323511033

**Konator®**

Strumento ausiliario per la realizzazione di corone coniche. La possibilità di regolare l'inclinazione della tavoletta portamodelli in un ambito compreso fra 0° e 6° permette di lavorare i monconi utilizzando un solo strumento, nel rispetto della tolleranza conica.  
La confezione comprende: 1 ragno di trasferimento, 1 chiave a brugola SW 2,5, 1 set di accessori (1 fresa conica 6°, 1 raschietto per cera, 1 calibro di valori limite 1°/11°).

**Konator®**

5323511050

Base portamodelli per conometria 1 ragno di trasferimento 1 set strum. 1 chiave esagonale

**Zoccoli di trasferimento**

Tre misure diverse per l'esecuzione razionale di zoccoli di fresaggio con base magnetica ed anello in gomma.

La confezione contiene : 1 pezzo 44mm Ø, 1 pezzo 65mm Ø, 1 pezzo 80mm Ø.



Zoccolo di trasferimento Ø 44 mm

5323511035

Zoccolo di trasferimento Ø 65 mm

5323511036

Zoccolo di trasferimento Ø 80 mm

5323511037

Manipolo micromotore

5323511030

Disco Acciaio/Vetro

5323511034

Morsetto Ø 3,0 mm L 15 mm

5323511038

Morsetto Ø 3,0 mm L 30 mm

5323511048

Morsetto Ø 2,35 mm L15 mm

5323511039

Morsetto Ø 2,35 mm L 30 mm

5323511024

Ragno di trasferimento

5323511051

Metallo per monconi 250g

5323511025